


| | | | | |
|---|--|---|---|----|
| 1 | <p>Профессиональный сундук логопеда.</p> <p>Примерный эскиз:</p>  | <p>Состав комплекса:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Специализированный сундук 1 шт 2. Встроенный стол для рисования песком 1 шт 3. Набор логопедических картинок для автоматизации звуков «З», «Л», «С», «Ф», «Ц», «Ч», «Ш», «Р», «Щ и Х» (комплекты по 30 шт) 1 шт 4. Пособие Логопедический массаж Акименко В.М. 1 шт 5. Пособие «Игровая артикуляционная гимнастика. 3-7 лет» 1 шт 6. Пособие «Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой моторики и координации речи с движением» 1 шт 7. Веселая артикуляционная гимнастика 2. (5-7 лет) 1 шт 8. Логопедический зонд "Рогатка" 1 шт 9. Комплект постановочных зондов 1 шт 10. Бокс для "замачивания" логопедических зондов 1 шт 11. Массажер "Рефлекс", «Чудо-валик», «Чудо-ролик», «Чудо-пальчик», «Су-Джок», «Чудо варежка» 1 шт 12. Тренажеры «Речевой», «Логопедический», «Памяти и внимания» 1 шт 13. Мячик массажный логопедический 1 шт 14. Резиновый муляж ротовой полости для логопедических занятий 1 шт 15. Рабочий журнал логопеда 1 шт 16. Программный комплекс по коррекции речи 1 шт <p>Характеристики.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Специализированный сундук представляет собой комод с интегрированной песочницей. Габариты: Высота - не менее 65 см и не более 70 см Длина - не менее 80 см и не более 85 см Глубина - не менее 63 см и не более 65 см. Углы столешницы сундука должны иметь декоративное скругление. Материал ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Торцы обклеены кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Цвет белый. 2) Встроенный стол для рисования песком. Песочница должна иметь крышку. Закрыв крышкой песочницу, крышка и столешница должна образовывать единую плоскость. Встроенная песочница имеет цветную подсветку, регулируемую с пульта ДУ. В комплекте белый песок не менее 1 кг. 3) Набор логопедических картинок для автоматизации звуков «З», «Л», «С», «Ф», «Ц», «Ч», «Ш», «Р», «Щ и Х» (комплекты по 30 шт и 1 инструкция с 14 играми) 1 шт Карточки размером 10*7см, картон с цветной печатью 4) Пособие Логопедический массаж Акименко В.М. 1 шт. В пособии представлена система работы по коррекции патологических проявлений в мышцах артикуляционного аппарата у детей с речевыми нарушениями. Рассмотрены традиционные и | 1 | шт |
|---|--|---|---|----|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>нетрадиционные виды массажа, такие как классический, фасциальный, перекрестный массаж, аурикулотерапия, массаж по точкам Эрба и по моторным точкам и др.</p> <p>5) Пособие «Игровая артикуляционная гимнастика. 3-7 лет» 1 шт. В пособии представлены артикуляционные упражнения, стихи или загадки к ним, картинки-ассоциации и рисунки-образцы для проведения занятий с детьми, имеющими проблемы в развитии речи.</p> <p>6) Пособие «Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой моторики и координации речи с движением» 1 шт. Пособие состоит из упражнений для развития мелкой моторики, сопровождающихся стихотворными текстами и яркими иллюстрациями.</p> <p>7) Веселая артикуляционная гимнастика 2. (5-7 лет) 1 шт. В наглядно-дидактическом пособии представлены упражнения общей артикуляционной гимнастики, которые помогут подготовить артикуляционный аппарат ребенка к постановке трудных звуков русского языка.</p> <p>8) Логопедический зонд "Рогатка" 1 шт. Логозонд для подъема языка вверх, умение придавать языку форму ковшика материал-нержавеющая сталь Размер не менее 15,5см</p> <p>9) Комплект постановочных зондов 1 шт. Комплект из 7-ми логопедических зондов Материал-нержавеющая сталь. Размер не менее 145 мм</p> <p>10) Бокс для "замачивания" логопедических зондов 1 шт. Бокс для "замачивания" - удобное оборудование для дезинфекции логопедических зондов, путем их погружения в раствор антисептика. Конструкция данного бокса сделана таким образом, что руки логопеда, не контактируют с раствором. При открывании бокса, ванночка с зондами, поднимается на "микролифте" из раствора. Подходит под любую длину логопедических зондов. Размер 22 см x 12 см x 8 см</p> <p>11) Массажер "Рефлекс". Материал изготовления полипропилен, полиэтилен, полистирол Размер 18,3*9см Вес 51 гр. «Чудо-валик», Состав: втулка, заглушка-полистирол, звездочка-полиэтилен Вес 60гр. Размер 138*38мм «Чудо-ролик» Состав: полистирол Размер: ручка 29см, колесо диаметр 5,5см Вес: 155 гр. «Чудо-палец» Состав: ПВД, вес: 22гр. В комплекте</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>идет инструкция «Су-Джок», Массажер состоит из шарика в виде ежика и 2 х пружинных массажных колец из пружины проволоки. «Чудо варежка» 1 шт. Состав: ПВХ пластикат Размер 115*100*38 мм Вес: 106гр.</p> <p>12) Тренажеры «Речевой»-1шт., Состав: игровое поле-1шт., кубик-1шт., фишки героев – 4шт., подставки под фишки – 4шт., карточки 80 шт., правила игры. Материал изготовления: бумага, картон, пластмасса. «Логопедический»-1шт., Состав: игровое поле-1шт., кубик-1шт., фишки-ракеты– 4шт., подставки для фишек – 4шт., карточки-50 шт., правила игры, половинки монет-100шт. Материал изготовления: бумага, картон, пластмасса. «Памяти и внимания»- 1 шт., Состав: игровое поле-1шт., фишки героев – 4шт., подставки под фишки – 4шт., карточки-30 шт., жетоны-30шт. правила игры. Материал изготовления: бумага, картон, пластмасса.</p> <p>13) Мячик массажный логопедический 1 шт Данный логопедический мячик используется для логопедического массажа ребенка путем прокатывания его по телу</p> <p>14) Резиновый муляж ротовой полости для логопедических занятий 1 шт Муляж изготовлен из латекса и полностью воспроизводит артикуляционный аппарат человека.</p> <p>15) Рабочий журнал логопеда 1 шт</p> <p>16) Программный комплекс по коррекции речи. Программное обеспечение позволяет контролировать результат речевой деятельности с помощью объективной «опоры» на зрение, слух. Обучаемый под руководством специалиста или самостоятельно может научиться контролировать с помощью зрения и слуха следующие фонетические элементы речи. Раздел проработки ударения и интенсивности (громкость) звука (речи). Состоит из шкалы светодиодов, которая загораются по мере возрастания интенсивности звука. Кол-во светодиодов не менее 8 шт. Раздел проработки слитности и отдельности произнесения слогов, слов, фраз: Шкала светодиодов, выходящая из схематичного изображения рта, загорается по мере произношения слов на слитность. В программном обеспечении реализована автономная возможность распознавания речи, при этом не требуется выхода в интернет. В случае успешного (плавного) произношения слова шкала светодиодов плавно загорится и контур схематичного изображения головы человека со ртом засветится зеленым цветом, при прерывании произношения (заикании) контур светится красным и "движение" светодиодов прерывается. Раздел проработки звонких/глухих согласных. Раздел</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>проработки звонких/глухих согласных. Пары для проработки звонких/глухих Б-П, Д-Т, Г-К, В-Ф,З-С, Ж-Ш. В случае успешного произношения звонкого согласного звука загорается индикация в виде зеленой галочки, в случае не успешного - красный крест. Возможность записи успешного произношения. Количество ячеек записи не менее 6 шт. Возможность регулировки чувствительности микрофона и громкости. Программное обеспечение не лимитированное по времени использования, не демонстрационное.</p> | | |
|--|--|--|--|--|